

Zubehör

Set Kugelgelenk vented Nasal
Sicherungsring, Winkel,
Drehhülse
WM 15798



Reißleine
WM 26890
(Full Face)



Set Kugelgelenk vented Full Face
Sicherungsring,
Winkel,
Notfallausatemventil
Drehhülse
WM 15897



Set Winkel
JOYCEeasy next FF NV /
JOYCEeasy Full Face NV
Sicherungsring NV,
Winkel NV
WM 25269



Set Kugelgelenk vented easy next FF
Sicherungsring, Winkel,
Notfallausatemventil,
Drehhülse
WM 15944




Set Endoskopieadapter
JOYCEeasy next FF NV /
JOYCEeasy Full Face NV
Sicherungsring NV,
Endoskopie-Winkel NV
WM 15864



Ersatzteile

Kopfbänderung JOYCEeasy
inkl. Bänderungsclips
WM 25505
(Nasal und Full Face)




Stirnpolster
Silikon
WM 26801
(Nasal und Full Face)



Kopfbänderung JOYCEeasy next FF
inkl. Bänderungsclips
WM 25105
(Full Face)



Maskenwulst
Silikon
Gr. S WM 26803 (Nasal)
WM 26853 (Full Face)
WM 25104 (next FF)
Gr. M WM 26813 (Nasal)
WM 26863 (Full Face)
WM 25114 (next FF)
Gr. L WM 26823 (Nasal)
WM 26873 (Full Face)
WM 25124 (next FF)



Produktbezeichnung	Gr. S	Gr. M	Gr. L	HMV-Pos.Nr.
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530	14.24.16.2045
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930	14.24.16.6039
JOYCEeasy Full Face NV	WM 26810	WM 26820	WM 26830	14.24.16.1025
JOYCEeasy next FF	WM 25109	WM 25119	WM 25129	in Beantragung
JOYCEeasy next FF NV	WM 25159	WM 25169	WM 25179	in Beantragung

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter weinmann-medical.com

Weinmann entwickelt, produziert und vertreibt diagnostische und therapeutische Lösungen für die Schlafmedizin und Beatmung.

Die Produkte, die exakt auf die Bedürfnisse von Patienten und Experten zugeschnitten sind, durchlaufen vor ihrer Einführung einen zertifizierten Validierungsprozess: in Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion und im Qualitätsmanagement.

Weinmann, seit 2013 ein Unternehmen der Löwenstein-Gruppe, gilt heute international als Top 3 in vielen seiner anspruchsvollen Absatzmärkte – dank der Ideen, Erfahrung und vorausschauenden Innovationen. Und dank des Vertrauens, das Weinmanns Partner weltweit in die jahrzehntelang bewährten Produkte made in Germany setzen.

CE 0197



p-10105-d Stand: 02/2016
© Urheberrechtlich geschützt. Verleihtur nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann.



Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG
Arzbacher Straße 80
D - 56130 Bad Ems
T +49 2603 9600-0
F +49 2603 9600-50
E info@hul.de
www.hul.de

Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG
Kronsaalweg 40
D - 22525 Hamburg
www.weinmann-medical.com



JOYCEeasy

Genial einfach. Einfach genial.



JOYCEeasy next FF

JOYCEeasy Full Face

JOYCEeasy nasal



JOYCEeasy

... geniale Einfachheit.
Nasal oder Full Face. Einfach easy.

Einfacher geht's wirklich nicht: Alles an unseren Beatmungsmasken JOYCEeasy zielt auf eine kinderleichte Bedienung ab; so die einfache Maskeneinstellung direkt am Patienten und die intuitive Handhabung. Gleichzeitig sorgt JOYCEeasy sofort für mehr Therapie-Compliance, denn Leckagen und Druckstellen sind dank ihrer guten Passform auf ein Minimum reduziert. Das leise und diffuse Ausatemsystem sorgt zudem für eine ruhige Schlafzimmersphäre.

Geniale Einfachheit überall:

- Grenzenlose Bewegungsfreiheit dank des Kugelgelenks 1
- Leises und diffuses Ausatemsystem 2
- Mit einer Hand auf- und abzusetzen
- Farbcodierte Klettzungen 3
- Extrem robuster Kunststoff
- Reißleine (nur Full Face)

JOYCEeasy next FF JOYCEeasy Full Face

... das perfekte Duo.
Für jeden die richtige Passform.

Wir haben Ihnen zugehört.

Und JOYCEeasy Full Face entsprechend Ihren praktischen Bedürfnissen überarbeitet:

JOYCEeasy next FF mit rundum überarbeitetem, größerem Maskenwulst, der auch bei höheren Drücken komfortabel und stabil aufliegt.

Sowie einer Kopfbänderung, die ebenfalls druckstabil anliegt und deren Clip sich durch den richtigen Mix aus Materialien und ergonomischem Design leicht von der Maske lösen lässt.

Ihr Nutzen – Für jedes Gesicht die richtige Maske:

JOYCEeasy next FF = normal bis adipös
JOYCEeasy Full Face = schlank bis hager

